



THROMBOINCODE

SALIVA

Material Requerido

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud-cuestionario
- 1 Consentimiento informado
- 1 Kit de toma de muestras de saliva
- 1 Bolsa de envío

Condiciones generales

- Puede obtener la muestra cualquier día de la semana
- No es imprescindible realizar el envío de la muestra el mismo día de su obtención. En ese caso conservar la muestra a temperatura ambiente.
- No debe comer, beber, fumar, lavar los dientes, mascar chicle ni enjuagar la boca durante los 30 minutos previos a la toma de muestras
- ¡¡Precaución!!: el kit contiene un líquido conservante. ¡No ingerir!. En caso de contacto con la piel o con los ojos lavar con abundante agua.

Instrucciones

- 1 Leer, cumplimentar y firmar el documento de consentimiento informado
- 2 Cumplimentar y firmar el volante de solicitud.
- 3 Obtención de la muestra:
 - Antes de iniciar el proceso sacar el embudo y el tubo del kit de toma de muestras de saliva y comprobar que el líquido conservante alcanza el enrase de 2 mL
 - Desenroscar el tapón del tubo con cuidado de no derramar el líquido conservante
 - Enroscar el embudo en el tubo sin apretar demasiado.
 - Comenzar a escupir en el embudo (Si la saliva no fluye fácilmente al interior del tubo, desenroscar el embudo parcialmente). Continúe obteniendo saliva hasta que se alcance el enrase de 4 ml dentro del tubo sin incluir las burbujas.
 - Desenroscar el embudo y volver a enroscar el tapón asegurándose de que queda bien cerrado
 - Agitar varias veces hasta asegurarse de que la saliva está bien mezclada con el líquido conservante.
 - Introducir el tubo en la caja de plástico del kit
- 4 Envío al laboratorio
 - Introducir el contenedor con el tubo, el consentimiento informado y el volante de solicitud en la bolsa de envío.
 - Llamar a la mensajería Nacex (Tfno 900 100 000) y realizar el envío al n.º de abonado 1201/75
 - Si surge cualquier problema llamar al 964 220216.