

Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Test de Neurotransmisores en orina



Material Suministrado

Hoja de instrucciones
1 frasco con tapón blanco
1 bolsa para documentación
y muestras
1 Volante de solicitud
1 bolsa nevera
1 gel pack

Condiciones generales

- Comprar en farmacia un envase para recogida de orina de 24h.
- Congelar el gel pack antes de iniciar el proceso de toma de muestras.
- Realizar la toma y el envío de la muestra de lunes a miércoles.
- Teniendo en cuenta que hay que recoger orinas durante 12h. Escoger la hora de inicio de obtención de las muestras para concluir el proceso a la mañana siguiente, con el fin de que el servicio de mensajería sea operativo.
- El frasco con tapón blanco contiene ácido. Mantener fuera del alcance de los niños

Instrucciones

- Anotar en el frasco: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha de obtención de la muestra.
- Recoger las orinas durante 12 horas en el frasco comprado en la farmacia a partir de, por ejemplo, las 20h: a las 20h. se orina y no se guarda esta orina, pero después recoger en un recipiente limpio todas las orinas hasta las 8h de la mañana, incluyendo la orina de las 8h.
- **MUY IMPORTANTE:** ir conservando las muestras de orina en el frigorífico hasta completar las 12 horas.
- Una vez recogidas todas las orinas, mezclarlas bien.
- Llenar totalmente el frasco de tapón blanco con una parte de esas orinas.
- Poner el frasco en la bolsita de transporte y cerrarla bien.
- Cumplimentar la hoja de solicitud e introducirla en el bolsillo de la bolsa de transporte.
- Introducir la bolsa en una nevera de transporte con el gel pack congelado.
- Llamar al transportista Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el envío al nº de abonado 1201/75.
- Si surge cualquier problema llamar al 964220216