




CALDERÓN
CENTRO DIAGNÓSTICO
www.laboratoriocalderon.com

Instrucciones para la obtención y envío de la muestra Masculina-ETS/10+



Test de diagnóstico de Enfermedades de Transmisión sexual mediante técnicas de biología molecular

Material Suministrado

Hoja de instrucciones y volante de solicitud
1 Tubo de ensayo
1 Caja de envío

Condiciones generales

- En caso de que exista exudado uretral o lesiones ulcerosas o vesiculares, es recomendable que sea un profesional, medic@ o enfermer@ el que realice la toma de muestras.
- Realizar la toma de muestras de lunes a jueves, evitando los días previos a festivos. Tenga en cuenta que en Castellón son festivos locales o autonómicos: el 19/III, el 24/VI, el 29/VI y el 9/X.
- Es recomendable realizar el envío el mismo día de la obtención de la muestra
- Se recomienda no lavar la zona genital antes de la toma de muestras.
- Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.
- No es necesario que el transporte de la muestra se realice en condiciones de refrigeración, pero sí que es recomendable mantener la muestra a 4°C hasta el momento del envío, sobre todo cuando este no se vaya a realizar el mismo día de la toma de muestras.
- Es necesario adquirir en la farmacia un frasco para la recolección de orina.

Instrucciones

1. Cumplimentar el volante de solicitud
2. Obtener la primera orina de la mañana o una muestra de semen en el frasco adquirido en farmacia.
3. Agitar suavemente el frasco con la muestra en el momento previo a realizar el paso 4.
4. Transferir la totalidad de la muestra de semen o 13 ml de orina al tubo de ensayo y cerrarlo herméticamente.

NOTA: si no hubiese suficiente volumen de orina para llegar al enrase de 13 ml, transferir la totalidad de la orina obtenida al tubo de ensayo.

5. Introducir el tubo y el volante de solicitud en la caja de envío.
6. Llamar al mensajero de la compañía Nacex (Tfno. 900 100 000).
7. Conservar refrigerado hasta el momento del envío
8. Realizar el envío al abonado nº 1201/75 ó a la siguiente dirección:

Centro Diagnóstico Calderón. C/Colón nº 37. 12001 Castellón.

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.