

# Instrucciones para la obtención y envío de la muestra



**CALDERÓN**  
CENTRO DIAGNÓSTICO  
www.laboratoriocalderon.com

## Estudio *Helicobacter pylori* en heces



### Material Suministrado

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Frasco estéril
- 1 Volante de solicitud identificado numéricamente
- 1 troquel de etiquetas numeradas
- 1 tubo con medio de transporte
- 1 Pipeta pasteur
- 1 Caja de envío
- 1 bolsa para documentos
- 1 bolsa nevera
- 1 paquete refrigerante

### Condiciones generales

- Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.
- Una vez obtenida la muestra, conservarla en el refrigerador hasta el momento del envío.
- Realizar el envío el mismo día de la toma de muestras
- Obtener y enviar la muestra de lunes a jueves, teniendo en cuenta que no sea víspera de festivo. Tenga en cuenta que son fiestas locales en Castellón: 29 de Junio y el 9 de octubre.

## Instrucciones

1. Cuando reciba el kit, introduzca el paquete refrigerante en el congelador.
  2. Cumplimente el volante de solicitud e introdúzcalo en la bolsa para documentos.
  3. Identifique el tubo con medio de transporte con las etiquetas que llevan el mismo número que el volante de solicitud.
  4. Obtenga una muestra de heces e introduzca un volumen equivalente a una nuez en el frasco estéril.
  5. Obtención de la muestra en tubo con medio de transporte:
    - 5.1. Para muestras sólidas: Abrir el tubo con medio de transporte por el tapón azul, introducir el hisopo de plástico que lleva en su interior en tubo con medio de transporte **verticalmente** en al menos 3 puntos diferentes de la muestra de heces para obtener aproximadamente 50 mg (equivalente a  $\frac{1}{4}$  de guisante) y después introducir el hisopo en el tubo de medio de transporte y volver a cerrar.
    - 5.2. Para muestras líquidas: Manteniendo la pipeta pasteur de forma vertical, tomar la muestra fecal por aspirado y luego transferir 2 gotas en el tubo con medio de transporte y cerrar el tubo con el tapón azul.
  6. Introducir el frasco, el tubo y el paquete refrigerante previamente congelado en la bolsa nevera, y ésta en el refrigerador.
  7. Introduzca la bolsa con los documentos y la bolsa nevera con las muestras en la caja de transporte.
  8. Llamar al mensajero de la compañía Nacex (Tfno. 900 100 000).
  9. Conservar refrigerado hasta el momento del envío.
  10. Realizar el envío al abonado nº 1201/75 o a la siguiente dirección:

Centro Diagnóstico Calderón. C/Colón nº 37. 12001 Castellón.
- En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.